

Compresseurs dentaires dry

Réf. SOC-386.002



Compresseurs dentaires 24 / 100 Dry.

- Les compresseurs dentaires 24 / 100 Dry allient une forme de construction compacte à une capacité de rendement élevée.
- De longévité élevée, de grande fiabilité, ces compresseurs dentaires ne nécessitent pas d'entretien constant et sont économiques en énergie.
- De plus, ils sont adaptés pour l'alimentation en air comprimé de cabinets dentaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

➤ Caractéristiques techniques:

- Capacité réservoir: 24 Litres.
- Air rendu (5 Bar): 65 lt / min (2,3 cfm).
- Air aspiré: 100 lt / min (3,5 cfm).
- Puissance: 0,55 kW (0,75 HP).
- Voltage: 230 V / 50Hz.
- Pression: 8 bars (114 Psi).
- Vitesse de rotation: 1.400 rpm.
- N. des cylindres: 1.
- Bruit: 70dB (A).
- Caisson insonorisant: 49 x 55 x 64cm.
- Masse: 32 kg (70 Lbs).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration