

Compresseur dentaire Vdry

Réf. SOC-386.004



Compresseurs dentaires 24 / 150 V Dry.

- Les compresseurs dentaires 24 / 150 V dry allient une forme de construction compacte à une capacité de rendement élevée.
- De longévité élevée, de grande fiabilité, ces compresseurs dentaires ne nécessitent pas d'entretien constant et sont économiques en énergie.
- De plus, ils sont adaptés pour l'alimentation en air comprimé de cabinets dentaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

➤ Caractéristiques techniques:

- Capacité réservoir: 24 Litres.
- Air rendu (5 Bar): 125 lt / min (4,4 cfm).
- Air aspiré: 200 lt / min (7 cfm).
- Puissance: 1,1 kW (1,5 HP).
- Voltage: 230 V / 50Hz.
- Type: Extrême.
- Pression: 8 bars (114 Psi).
- Cycle: 2.
- Vitesse de rotation: 1.400 rpm.
- N. des cylindres : 2 V.
- Bruit : 68 dB (A).
- Caisson insonorisant : 49 x 56 x 61 cm.
- Masse : 37 kg (68 Lbs).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration