


Fauteuil dentaire

Réf. SOC-AG04



Fauteuil dentaire;

Description technique:

- Certification: dispositif de la classe 1, CEE 93/42;
- Charge maximum: 230 kg;
- Siège et dossier soutenu par 2 moteurs électriques 24V;
- Tapisserie d'ameublement sans couture et antibactérienne;
- Large dossier;
- Siège anatomique;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Repose nuque double articulation;
- Accoudoir gauche (fixé) et droit (pivotant);
- Structure d'acier inoxydable, couvert d'ABS;
- Position zéro automatique;
- Mouvement d'inclinaison de trendelenbourg;
- Commandes au pied; choix libre de l'échantillonneur de couleur;
- Livraison: Départ usine, 3 semaines après ordre;
- Garantie: International, 24 mois après la livraison;
- Dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration