

Chambre de développement pour radio dentaire

Réf. SOC-DEV DENT



Bac pour développement de films dentaires plein jour Bac de petite capacité pour le développement manuel des films dentaires en plein jour. Utilisation facile et résistant aux agents chimiques.

- Disponible en version murale ou de table,
- Tension: 220V +/- 10%,
- Fréquence: 50 Hz,
- Tension Nominale: < 12W,
- Poids: 7,5 Kg,
- Dimensions: 42 x 19 x 45 cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration