

Boîte de 25 films dentaires kodak, Insight Occlusal IO - 41 5,7 x 7,6cm

Réf. SOC-F404417



Film radiographique dentaire intra-oral (occlusaux) sous emballage individuel.

Propriétés :

- Le plus rapide du marché (réduction du temps d'exposition).
- Image de qualité supérieure, netteté et précision exceptionnelles.
- Compatible avec tous les types d'équipements existants utilisés dans la chaîne d'imagerie radiographique.
- Sensibilité extrêmement élevée.
- Classe de vitesse F en traitement automatique (machines à rouleaux).
- Classe de vitesse E en traitement manuel.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Temps d'exposition bref (sensibilité F), le plus rapide de tous les films dentaires actuellement sur le marché
- Voile de base très faible (stocker entre 10 et 24 °C).
- Maintien de la rapidité et du contraste dans les bains d'oxydes : qualité de l'image reproductible quelles que soient les conditions du traitement
- Traitement manuel : influence de la température sur le révélateur
- Dose de rayonnement réduit de 60% : plus de sécurité pour le patient et le personnel du cabinet
- Conversion aisée : pas de réglages incessants pour satisfaire aux conditions de développement.

Dimensions : 5,7 x 7,6 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration