

Arcograph EASY IMD - 11

Réf. SOC-IMD11



ARCOGRAPH Easy IMD - 11:

- Tension du secteur: 230V / 50Hz
- Puissance max d'ABS: 6A
- Puissance nominale: 1,3kW
- Poids: 223kg Dispositifs de la tête du tube du rayon X
- Tube du rayon X: CEI OPX/105 * Tension anodique max.: 85kVp
- Courant anodique: 10 mA
- Filtration inhérente: 1,5mm Al
- Total filtration: 2,5 mm Al *



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration