

Tabouret pour cabinet dentaire ou dentiste JS11005

Réf. SOC-JS11005



Pic. 11005 / 3

Tabouret pour cabinet dentaire ou dentiste JS11005

- Siège d'opérateur (selon DIN EN ISO 7493)
- Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles (fixées par un boulon à rallonge) pour sols durs
- Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité commandé par levier à main
- Seulement disponible avec assise ronde
- Airflow Ø35cm et dossier réf. 3
- Rembourrage confortable selon nos échantillons
- Supplément pour les coloris hors série
- Hauteur du siège: 56 - 75 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration