

Cardio moniteur – ECG de poche - Moniteur ECG Cardio-C (3 pistes)

Réf. SOC-332452107



Le moniteur ECG Cardio-C est l'un des appareils les plus compacts de notre gamme d'électrocardiographes. Très léger, il est facile à transporter. L'appareil peut réaliser deux types de mesures ECG : mesure rapide sur la paume, poitrine ou la jambe grâce aux électrodes métalliques installées directement sur le boîtier ou surveillance à long terme avec électrodes classiques. Le cardio-C possède une mémoire intégrée importante : 24 heures de stockage des dossiers et 8 heures d'enregistrement pour examen des formes d'onde 3 pistes. Intuitif, le dispositif intègre 8 touches : Mise en fonctionnement, Retour, prise de mesure, Ok, Gauche/droite, Haut / bas. L'appareil fournit un tracé ECG clair qui, au besoin, pourra être transféré vers un ordinateur à l'aide du câble fourni (*compatible Windows 8, non compatible Windows 10*).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663

RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 30 bpm ~ 240 bpm
- Précision de mesure: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ selon le plus élevé
- Bande passante ECG : 0,5 Hz ~ 40 Hz
- Niveau de bruit interne : $\leq 30\mu\text{Vp-p}$
- Echelle d'affichage : 5,0 mm / mV $\pm 10\%$
- Forme d'onde de vitesse de balayage : 20 mm / s $\pm 10\%$
- Boucle de courant d'entrée : $\leq 0,1$ pA
- Impédance d'entrée : ≥ 5 mO
- Alimentation : 4 piles alcalines AA
- Max moyenne de travail courant : ≤ 160 mA
- Mise hors tension automatique : peut-être réglable entre 1-5 minutes
- Ecran : Couleur TFT 3.5 pouces
- Nombre de pistes à l'écran : 3
- Touches de fonction : Oui
- Mémoire interne : 32 MB
- Dimensions : 130 x 98 x 36 mm
- Poids : 400 g (piles non comprises)
- Garantie : 1 an, hors câbles et accessoires

Livré avec :

- Logiciel de visualisation ECG,
- Câble USB,
- Alimentation, c
- Câble à 4 brins,
- 25 électrodes jetables



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration