

## Spéculum vaginal RIESTER, Modèle CUSCO

Réf. RIE-5231



Le gynécologue a le choix entre différentes tailles de spéculums de CUSCO. Ce spéculum de CUSCO se distingue par une fiabilité et une longévité hors du commun.

Sa surface extérieure est mate. Les faces intérieures mates de ce spéculum de Cusco empêchent tous reflets et toutes réflexions. Le spéculum de Cusco est fabriqué en acier inoxydable de type 18/8 et il est stérilisable en autoclave jusqu'à 134°C.

### CARACTERISTIQUES :

- Surface extérieure mate
- Taille 1, 75 x 32 mm
- Absence de réflexion et reflets, grâce aux faces intérieures mates
- En acier inoxydable de type 18/8
- Stérilisables en autoclave jusqu'à 134°C
- Livré dans un carton
- Disponible en taille 2 (85 x 35 mm) et taille 3 (100 x 35 mm)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration