

Salpingograph RIESTER

Réf. RIE-5250



C'est un instrument de qualité qui est conçu pour le diagnostic de la stérilité et l'hystérosalpingographie selon la méthode du professeur Dr. Schultze. Il assure une représentation fluoroscopique précise de la cavité de l'utérus ainsi que des trompes de Fallope et il permet de détecter aisément toute obstruction. L'hystérosalpingographie est un examen permettant la représentation par fluoroscopie du col de l'utérus, de la cavité de l'utérus ainsi que des conduits des trompes de Fallope. Il offre une qualité et une précision exceptionnelles aux gynécologues.

CARACTERISTIQUES:

- Manomètre de qualité avec plage d'affichage allant 0 à 200 mm Hg et mesure par pas de 10 mm Hg
- Fabrication haut de gamme et de haute précision, avec pièces métalliques chromées
- Grâce à la matière fluorescente dont est dotée la graduation, l'appareil peut être utilisé dans l'obscurité
- Etablissement de la pression via une seringue e 20 cm³ avec fermeture Luer Lock
- Trois cônes de fermeture de l'utérus compris, tailles petit, moyen et grand
- Dispositif de maintien pour deux pinces à utérus, complet, livré dans un étui de luxe en calicot avec logements préformés gris façon velours



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration