

Miroir frontal, Modèle de CLAR

Réf. RIE-6111



- Miroir métal à large cupule réglable en hauteur et en inclinaison.
- Support en bandeau métallique plastifié.
- 3 types d'alimentation au choix:
 - Boîtier-piles incorporé (avec 3 piles LR6 AA).
 - Boîtier-piles indépendant (avec 3 piles LR6 AA)
 - Fiches de 4mm de diamètre pour transformateur (non livré)
- Livré en trousse.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques:

- Modèle: Miroir frontal de CLAR.
- Bandeau fabriqué en Métal ressort plastifié.
- Miroir de type métal.
- Diamètre du miroir: 93 mm.

Eclairage:

- Intensité lumineuse à 20 cm.
- Précision de + ou - 5%.
- Piles: 11000/10000 lux.
- Transformateur: 9500-14500/9000-13000 lux.

Ampoule:

- Type d'ampoule: Ampoule XENON à vis.
- Alimentation par Piles: 3,5 Volts - 1 A, culot E 10.
- Alimentation par Transformateur: 6, 9 ou 12 Volts culot E 10 (Livré avec ampoule 6V).

Alimentation:

- Piles: 3 piles LR6 size AA.
- Transformateur: transformateur 220V - 50 HZ.
- Cordon d'alimentation:
 - Fiche de sécurité pour miroir: 4mm de diamètre. (en laiton nickelé).
 - Longueur: 2m pour boîtier indépendant et pour transformateur.
- Boîtier-piles fabriqué en ABS.
- Nettoyage possible au formol.
- Températures:
 - De fonctionnement: + 10°C à +40°C (Humidité relative < 85% Hr).
 - De stockage: - 10°C à +40°C (Humidité relative < 85% Hr).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Poids Total:

- Avec Boîtier-piles: 470 g.
- Avec Boîtier Indépendant: 400 g.
- Modèle pour transformateur: 400 g.

Conditionnement:

- Livré en trousse nylon noir (L x h x p = 250 x 160 x 60 mm).
- Garantie 2ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration