

Ophtalmoscope de May

Réf. RIE-2030



- Avec lampe à vide 2,7 V, lampe halogène 2,5 V ou lampe à xénon 3,5 V.
- Grande longévité, grâce à une tête métallique solide et robuste.
- Fermeture à emboîtement, pour la fixation rapide et sûre sur le manche.
- Roue à lentilles avec lentilles de correction allant de 0 à +20 ou de 0 à -20 dioptries.
- Diaphragme à grand spot, pour les examens de fond d'œil.
- Le remplacement de la lampe est aisé et s'effectue au niveau de la face inférieure de la tête de l'instrument.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration