

Tonomètre, Modèle RIESTER SCHIÖTZ

Réf. RIE-5110



Un chef d'œuvre de la mécanique de précision ! Tonomètres oculaires de précision selon le professeur SCHIÖTZ, pour la mesure de la pression intraoculaire. Leur fiabilité et leur longévité rendent ces instruments de mesure haut de gamme irremplaçables dans tout cabinet ou clinique ophtalmologique.

- Avec agathe de qualité supérieure, pour une longévité hors du commun
- Mesure de précision sur une graduation allant de 0 à 20 et de 0 à - 1
- Lisibilité parfaite de la graduation, grâce à l'aiguille rouge
- Toutes les pièces importantes sont en acier inoxydable, le reste est chromé
- Complet, dans un étui de luxe noir avec logements préformés façon velours
- Chaque appareil est équipé de trois poids (5,5 g, 7,5 g et 10 g) et d'un tableau de conversion.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration