

Tonomètre à aplanation

Réf. SOC-IMP-YZ30



Tonomètre à aplanation pour lampe à fente:

- L'instrument est conçu sur la base du tonomètre de GOLDMAN. le type T et le Type R sont disponibles.
- Il peut rester installé en permanence sur la lampe à fente.
- Monté sur un pivot de fixation se trouvant sur la partie supérieure du microscope.
- Pour l'examen tonométrique il est placé devant le microscope par simple rotation.
- un cran assure le centrage parfait du prisme dans l'axe du microscope gauche.
- obtention immédiate de la pression oculaire.
- mesures précises et tolérance totale inférieure à 0,066 KPa (0,55 Hg)
- la pression oculaire mesurée n'est pas affectée par la "dureté" de l'œil.
- le volume oculaire affecté est de 0,56 millimètre cube.
- Produit offrant une stabilité et une fiabilité à long terme



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration