

## Tête d'otoscope 2,7 V à vis

Réf. RIE-10502



- Lentille pivotante des deux côtés et amovible, grossissante au facteur 4.
- Verre amovible de protection, pour l'introduction d'instruments externes.
- Utilisé avec le spéculum de 9 mm, l'instrument se prête à l'examen nasal.
- Fermeture à emboîtement, pour la fixation rapide et sûre sur le manche.
- Système fermé, pour la réalisation d'une otoscopie pneumatique.
- Tête métallique chromée résistante à l'usure.
- Le remplacement de la lampe est aisé et s'effectue au niveau de la face avant de la tête de l'instrument.
- Spéculums auriculaires de 2, 3 et 4 mm à douille en acier inoxydable compris.
- Disponible avec une lampe 2,7 V à éclairage par le vide, avec une lampe halogène HL 2,5 V ou bien avec une lampe au xénon XL 3,5 V fournissant une lumière similaire à celle du jour.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration