

Pèse-personne plat électronique de grande capacité, Modèle SECA robusta 813

Réf. **SOC-SECA813**



Large plateau peu épais aisément accessible. Grande capacité de 200 kg. Lecture facile du poids sur l'affichage LCD à grands chiffres. Fonction Step-off assurant une pesée rapide et fiable. Extinction automatique pour économiser les piles

Une solution robuste pour la santé et le bien-être

Un facteur essentiel de la santé de l'être humain considérée sous un angle général est son poids. Le surpoids va de pair avec un accroissement du risque de troubles graves du métabolisme, tels l'hypertension ou le diabète par exemple. De même, une petite perte de poids peut déjà contribuer à réduire significativement ces risques. L'extrême précision du pèse-personne plat SECA robusta 813 en fait ainsi un instrument idéal de contrôle médical du poids, mais aussi une balance domestique parfaite pour tous ceux qui sont soucieux de leur santé et qui sauront en apprécier le confort, la robustesse et la fiabilité.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Un plateau particulièrement large et épais pour un accès aisé

La balance SECA robusta 813 combine sécurité et confort : le plateau extrêmement bas (seulement 47 mm d'épaisseur) ainsi que son doux revêtement antidérapant permettent de se peser en toute sécurité. Ce pèse-personne plat convient donc également aux personnes âgées ou souffrant d'un handicap moteur. Le boîtier lisse antichoc de la balance est robuste et durable et se nettoie facilement.

Grande capacité et stabilité

Une balance qui tient le coup : si elle-même ne pèse que 2,6 kg, cette balance supporte pourtant une charge de 200 kg. Le modèle SECA robusta 813 est d'ailleurs doté d'un plateau extra-large (433 mm) dont l'excellente stabilité est assurée par un cadre d'acier intégré. Deux bonnes raisons pour lesquelles ce pèse-personne plat convient particulièrement bien à la pesée des personnes les plus corpulentes.

Affichage LCD à grands chiffres

L'affichage LCD de 29 mm de haut dont est doté le pèse-personne seca robusta 813 permet la lecture rapide et correcte du résultat de la pesée.

Pesée rapide et fiable grâce à la fonction Step-off

La fonction Step-off n'est pas seulement pratique parce qu'elle permet de se peser directement sans devoir allumer d'abord la balance. Elle garantit également un résultat précis en effectuant automatiquement un tarage à vide (remise à zéro) à chaque utilisation. Grâce à son faible poids propre, le modèle SECA robusta 813 convient également aux utilisations mobiles. La fonction de remise à zéro assure fiabilité de la compensation automatique des modifications des conditions ambiantes dues à un changement de lieu.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques du pèse-personne plat électronique de grande capacité, Modèle SECA robusta 813 :

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Dimensions plateau (LxHxP) : 433 x 47 x 373 mm
- Hauteur des chiffres : 29 mm
- Poids propre : 2,6 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : Step-off, extinction automatique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration