

## Stéthoscope, Modèle DUPLEX, pavillon en aluminium, Bleu

Réf. RIE-4031-03



Stéthoscope de qualité haut de gamme avec un pavillon en aluminium bleu double de précision. La performance acoustique a encore pu être améliorée de façon très nette.

### CARACTERISTIQUES :

- Pavillon double particulièrement léger, anodisé.
- Membrane spéciale pour une auscultation parfaite, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une application idéale sur la peau.
- Petit pavillon: Ø 36 mm.
- Longueur totale : 77 cm.
- Le stéthoscope DUPLEX est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.
- Disponible en Bleu.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration