

Stéthoscope, Modèle DUPLEX de luxe baby

Réf. RIE-4042



Le stéthoscope de qualité duplex de luxe baby a été spécialement conçu pour les bébés et les enfants. Fabriqués selon des procédés ne laissant place à aucune imprécision, le pavillon double offre une performance acoustique élevée.

CARACTERISTIQUES:

- Pavillon double de précision en acier inoxydable.
- Membrane spéciale, Ø 36 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et très douces, pour une meilleure application sur la peau.
- Petit pavillon: Ø 28 mm.
- Longueur totale: 76,5 cm.
- Le stéthoscope duplex de luxe baby est livré avec deux paires d'embouts de rechange, une membrane de rechange de chaque dimension et un porte-nom.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration