

## Stéthoscope, Modèle DUPLEX néonatal

Réf. RIE-4051



DUPLEX néonatal est un stéthoscope de qualité équipé d'un pavillon de fabrication précise et soignée. Il est tout spécialement conçu pour les nouveau-nés et les nourrissons. Avec acoustique nettement améliorée.

### CARACTERISTIQUES:

- Pavillon de précision particulièrement petit, en aluminium et spécialement conçu pour les nouveau-nés et les nourrissons.
- Membrane spéciale: Ø 28 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et très douces, pour une application idéale sur la peau.
- Petit pavillon: Ø 22 mm.
- Longueur totale: 76 cm.
- Le stéthoscope duplex néonatal est livré avec une paire d'embouts de rechange et une membrane de rechange.
- Couleur Bleue.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration