

## Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, petit enfant

Réf. SOC-334139



Brassard avec Raccord à vis male, coton motifs, petit enfant.

### Dimensions du brassard:

- Taille : XS (Petit enfant)
- Brassard: 8 x 36 cm
- Poche : 6 x 18 cm
- Circonférence du Bras : 15 à 22 cm
- Fixation: Velcro.
- Matière: Polycoton avec motifs.
- Marquage: index (taille, artère), instructions de lavage.
- Marque: Spengler.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration