

## Tensiomètre Anéroïde Mano brassard Socimed

Réf. SOC-E0303006



### Tensiomètre Anéroïde Mano brassard Socimed

Manomètre en ABS sur support en croûte de cuir.

Boîtier résistant aux chocs. Brassard en nylon lavable à 30-40 °C.

Poche gonflable sans latex à double tubulure.

Poire ergonomique en PVC à robinet de décompression.

Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration