

Tensiomètre Anéroïde Manopaire Socimed

Réf. SOC-EV0152



Tensiomètre Anéroïde Manopaire Socimed

- Le mariage parfait de l'harmonie, du style et de la performance ! L'association harmonieuse de teintes chaudes et froides (noir, blanc et gris) en font un produit vraiment original qui donne une impression de dynamisme et de sécurité.
- Fabriqué en ABS super-résistant tout en restant léger, le tensiomètre Manopaire de Socimed est de conception exceptionnelle. Il associe en effet une haute précision, une haute résistance aux ondes de choc et un remarquable confort d'utilisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Le tensiomètre Manopaire de Socimed est un tensiomètre manopaire agréable à utiliser équipé d'un mécanisme techniquement comparable à celui des mouvements utilisés dans l'industrie traditionnelle de l'horlogerie de luxe.
- Il a été calibré pour répondre aux usages répétés de la prise de tension sur une très longue durée.
- Brassard en nylon indéformable (adultes) ou coton (enfants) lavable à 30-40° C.
- Fermeture velcro.
- Boîtier en ABS extrêmement résistant et léger.
- Haute résistance aux ondes de chocs.
- Nettoyage très facile.
- Simple tubulure.
- Poire modèle "Nano" de Socimed.
- Prise en main confortable et gonflage rapide.
- Longévité des fermetures velcro des brassards : 15000 ouvertures / fermetures environ.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration