

Tensiomètre de Table sans Mercure Modèle BLACK

Réf. SOC-E0307210



- Tensiomètre de table sans mercure Modèle BLACK
- Tensiomètre de table sans mercure.
- Mode de mesure : bras.
- Mode d'affichage: Simulation de graphique à barres.
- Méthode de mesure: Bruits de Korotkoff.
- Plage de mesure: 0 à 300 mmHg.
- Précision: ± 3.75 mmhg.
- Méthode de compression et d'échappement: Manuel.
- Principe de la pression: capteur piézoélectrique de Wheatstone.
- Courant de fonctionnement: pleine échelle inférieure à 20 mA, état de repos inférieure à 5 mA.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Alimentation : piles alcalines de dioxyde de zinc-manganèse 3 x No. 5.
- Durée de vie de la pile: Moins de douze mois pour un service régulier.
- Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C.
- Humidité de fonctionnement: 30% RH ~ 85% RH.
- Poids du produit: 750g.
- Dimensions extérieures: (L) 330mm x (l) 63mm x (H) 96mm.
- Protection contre les chocs électriques: Alimentation interne périphériques B.
- Protection environnementale.
- Pas dangereux pour le corps humain.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration