

Bouteille d'oxygène médicale, 2000 L d'oxygène/10 L d'H₂O

Réf. SOC-345384



Description

Bouteille d'oxygène médicale (livrée vide) d'une capacité de 2000 Litres d'oxygène ou 10 Litres de H₂O.

Les Bouteilles sont fabriquées en Europe à partir de tuyaux en acier inoxydable de haute qualité, numérotés et avec système de traçabilité.

Elles sont équipées avec tulipe

Disponibles avec différents types de valves.

Caractéristiques

- Capacité H₂O en Litres : 10
- Capacité O₂ en Litres : 2000
- Diamètre externe mm : 138



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration