

Doppler fœtal de poche, Modèle SONOTRAX LITE

Réf. SOC-SL0003



Le Doppler fœtal SONOTRAX LITE est un appareil de diagnostic à ultrasons destiné aux obstétriciens, sages-femmes. Le doppler fœtal Modèle SONOTRAX LITE permet de faire des simples auscultations (écoutes intermittentes). Une sortie audio est disponible et offre la possibilité de connecter des écouteurs ou un enregistreur sonore. Le Doppler fœtal SONOTRAX est fin : (épaisseur 31 mm), de faible consommation, il offre en plus la possibilité d'utiliser les sondes de 4 Mhz, ou 8 Mhz pour les diagnostics vasculaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du Doppler fœtal SONOTRAX LITE :

- Design ergonomique
- Compact et léger
- (H) 138 mm x (L) 85 mm x (E) 31mm
- Facile à utiliser
- La pile de 09 V permet de faire environ 250 examens
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C
- Il permet la détection précise du RCF (rythme cardiaque fœtal) et le son est parfaitement audible,
- Sondes hautes sensibilité interchangeables, et waterproof
- Accepte les sondes de 2 Mhz, 3 Mhz, 4 Mhz, 8 Mhz
- Haut parleur intégré pour écouter le signal sonore
- Arrêt automatique
- Indication du niveau de la pile.

En option :

- Pile Ni-H rechargeable et chargeur de piles
- Sondes interchangeables
- Pas d'affichage du RCF (rythme cardiaque foetal)
- Pas d'enregistreur audio intégré
- Sonde water resistant
- Pas d'affichage de la détection automatique de la sonde
- Pas d'affichage de l'état de la batterie
- Indication de batterie faible.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration