

Chariot de transport et de présentation horizontale

Réf. SOC-CHAR190



Cet équipement est entièrement en inox de qualité 304L avec structure tubulaire. Les rails de roulement pour civières possèdent un système de blocage des roues. Le chariot est équipé de 4 roues pivotantes de 100mm de diamètre dont 2 avec freins.

➤ **Dimensions:**

- Chariot horizontal: L 1560 x P 600 x H 680

Civière et protections caoutchouc en option



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration