

## Table d'autopsie avec lavage permanent, Modèle TABL002

Réf. SOC-TABL002



La table d'autopsie avec lavage permanent possède une rampe d'écoulement permanent de l'eau sur tout le pourtour de la table et un robinet de commande pour celle-ci.

Elle est équipée d'un bac de grande capacité avec bonde à brancher sur le tuyau d'évacuation, une douchette avec flexible de 3 mètres et un mitigeur avec commande au coude.

Son plateau de travail avec réserve est incurvé en pointe de diamant pour un écoulement naturel vers le bac.

La table est fabriquée en inox de qualité 304L conformément aux textes de loi en vigueur.

- Dimensions : L 2500 x P 760 x H 850.
- Poids : 85 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration