


Emballage DIAGNOBOX pour le transport d'échantillons infectieux

Réf. SOC-DIAGNOBOX



Emballage DIAGNOBOX pour le transport d'échantillons infectieux: Le DIAGNOBOX est un emballage spécifique pour le transport, par voie terrestre ou aérienne, d'échantillons de diagnostic, des souches bactériennes des produits appartenant à la classe 6.2; (produits infectieux) en température ambiante.

- Emballage à usage unique
- Boîte en carton
- Dimensions Intérieures (L x l x H): 240 x 100 x 100 mm
- Dimensions Extérieures (L x l x H): 265 x 105 x 110 mm
- Condition minimum de vente: Sachet de 50 (Livrés à plat).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration