

Cryopack avec récipient : 1,8 L

Réf. SOC-CRYO1.8L



CRYOPACK avec récipient: 12 litres; Emballage pour le transport en température dirigée, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux pour des durées supérieures à 72 heures;

- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
 - ADR pour les expéditions routières,
 - IATA pour les expéditions aériennes,
 - IMDG pour les expéditions maritimes,
 - RID pour les expéditions ferroviaires;
- Permet le transport de tubes de prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons et bouteilles, d'organes, etc.;
- La source de froid n'est pas fournie avec les CRYOPACK;
- Livré monté et prêt à l'emploi avec son mode d'utilisation;
- Dimension (Long. x Larg. x Haut.): 322 x 282 x 365 mm;
- Matière de la glacière: Polyéthylène expansé;
- Matière du récipient: Polyéthylène;
- Récipient (Haut.): 145 mm; Ø : 125 mm;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration