

Cryopack avec portoir : **1 portoir pour 40 tubes de 10 ou 20 ml**

Réf. SOC-CRYO15-40



CRYOPACK avec portoir: 1 portoir pour 40 tubes de 10 ou 20 ml; Emballage pour le transport en température dirigée, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux pour des durées supérieures à 72 heures;

- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
 - ADR pour les expéditions routières,
 - IATA pour les expéditions aériennes,
 - IMDG pour les expéditions maritimes,
 - RID pour les expéditions ferroviaires;
- Permet le transport de tubes de prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons et bouteilles, d'organes, etc.;
- La source de froid n'est pas fournie avec les CRYOPACK;
- Livré monté et prêt à l'emploi avec son mode d'utilisation;
- Dimension (Long. x Larg. x Haut.): 420 x 360 x 260 mm;
- Matière de la glacière: Polyuréthane;
- Dimensions du portoir (Long x Larg. x Haut.): 250 x 150 x 120 mm;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration