

Boîte de transport MONOBOX pour 6 tubes de 5 ml

Réf. SOB-MONOBOX



Boîte de transport MONOBOX pour 6 tubes de 5ml:

- Réalisée en polystyrène choc thermoformé de 1 - 1,5 ou 2 mm d'épaisseur selon les modèles.
- Cette matière apporte souplesse et résistance à la boîte (présence de caoutchouc dans la matière première).
- Lavable et décontaminable par simple trempage dans une solution désinfectante.
- Éviter tout nettoyage à plus de 50°C.
- Symbole « matières dangereuses » Mention « échantillons de diagnostic » Symboles « fragile » et « haut/bas ».
- Un couvercle PVC blanc opaque avec symbole « matières dangereuses ».
- Compatibles avec les différentes marques de tubes à prélèvements du marché (traditionnels et sous vide).
- Personnalisable par tampographie. Pas de portoir mais des alvéoles thermoformées.
- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 125 x 94 x 30 mm.
- Condition minimum de vente: 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration