

## Film Saran 8 pour gels d'électrophorèse

Ref. SOC-SARAN8



Film étanche Saran 8 pour couvrir les gels d'électrophorèse : Film étanche, non poreux, évitant tout contact direct avec les produits radioactifs ou cancérogènes; Film transparent imperméable aux gaz et à la vapeur d'eau, épaisseur: 12 Micro mètre. En rouleau dans une boîte distributrice, Pour couvrir les gels d'électrophorèse en plaque et en particulier les gels de séquence de DNA et RNA.

- Dimensions du Film étanche Saran 8 (L x l): 300 m x 30 cm
- Condition minimum de vente: 1 rouleau.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration