


Sacs de transport isothermes pour prélèvements biologiques, 10 litres

Réf. SOC-SI10L-04



Sacs de transport ISOTHERMES pour prélèvements biologiques, 10 Litres;

- Pochette pour documents externes
- Double fermeture = par fermeture éclair + velcro (sauf 6 L).
- Les versions 40 et 70 L sont livrées avec un cadenas.
- Matériau (PVC souple) facilement nettoyable avec tout détergent ou désinfectant approprié;
- Disponibles en bleu ou en vert;
- Couleur: Vert;
- Dimensions extérieures (L x P x H): 300 x 260 x 260 mm;
- Pack froid: 1;
- Cadenas: Non.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration