

## Sacs de transport isothermes pour prélèvements biologiques, 70 litres

Réf. SOC-SI70L-06



Sacs de transport ISOTHERMES pour prélèvements biologiques, 70 Litres;

- Pochette pour documents externes
- Double fermeture = par fermeture éclair + velcro (sauf 6 L).
- Les versions 40 et 70 L sont livrées avec un cadenas.
- Matériau (PVC souple) facilement nettoyable avec tout détergent ou désinfectant approprié;
- Disponibles en bleu ou en vert;
- Couleur: Vert;
- Dimensions extérieures (L x P x H): 420 x 420 x 400 mm;
- Pack froid: 2;
- Cadenas: Oui.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration