

Robe protectrice jetable avec le crochet de pouce, CPE : 0.028mm

Réf. : SOC-ROBE30545



La Robe protectrice jetable avec le crochet de pouce, CPE : 0.028mm est une robe de protection antibactérienne en CPE. Elle est imperméable, à une grande résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Elle a un crochet au niveau du pouce afin de maintenir le vêtement le long du bras pendant les mouvements. Elle est utile dans les hôpitaux, laboratoires, hôtel... Elle est légère, confortable, inodore, n'irrite pas la peau.

Caractéristiques de la Robe protectrice jetable avec le crochet de pouce, CPE : 0.028mm :



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Matériau : CPE ;
- Epaisseur du CPE : 0.028mm ;
- Couleur : bleue ;
- Taille : M / L / XL ;
- Elle a une grande résistance de tension, à l'abrasion ;
- Elle fournit une barrière fiable à la vapeur d'eau, au sang ou d'autres fluides.
- Conditionnement : 200 pièces/Carton
- Conditionnement minimum de vente : 1 pièce



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration