

## Trousse dissection étui vinyl complète

Réf. SOC-I52-200-000



socimed

Trousse à dissection très polyvalente comprenant tous les instruments en acier inoxydable nécessaires aux divers types de dissections.

### Contenu de la trousse

- 1 ciseau dauphin droits 14 cm.
- 1 ciseau iridectomie droits 11,5 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm.
- 1 pince dissection sans griffe 14 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 aiguille à manche pour disséquer 14 cm.
- 1 aiguille lancéolée pour disséquer 14 cm.
- 1 manche bistouri n°3.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration