

Armoire de sécurité multirisques Modèle MR9

Réf. **SOC-MR9**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Les armoires anti-feu 60 et 90 minutes sont conformes à la norme EN 14470-1. Elles permettent de stocker vos produits chimiques en toute sécurité, et de retarder la propagation de l'incendie dans l'armoire en attendant l'intervention des secours. La partie gauche de l'armoire est construite en PVC ou en mélaminé, présentant une excellente résistance à la corrosion. C'est une armoire tout en 1 qui permet de stocker l'intégralité de vos produits chimiques dans une seule armoire.

Spécifications Techniques des armoires de sécurité

Armoire de sécurité multirisques - EN 14470-1 90 minutes - Haute 2 portes et 4 compartiments - Structure de l'armoire acides-bases-toxiques en PVC - H 2205 x L 1270 x P 615 mm - 395 KG

- Stockage dans 4 compartiments distincts avec ventilation centralisée en toiture Ø 100 mm pour raccordement éventuel : Compartiment « produits inflammables » EN 14770-1 :

- Construction double paroi : paroi extérieure en d'acier 15/10ème; paroi intérieure en H.P.L. (laminé haute pression).

- - Panneaux d'isolation thermique entre les parois supprimant les ponts thermiques.

- Peinture époxy blanche RAL 9010.

- Signalisation par symboles normalisés «produits inflammables» et «flamme nue interdite». - Point de fixation pour mise à la terre.

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.

- Conduits de ventilation avec système thermo fusible permettant d'isoler l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- - Joints de porte thermo dilatants.
- Porte à fermeture automatique 2 points et verrouillage automatique par penne autobloquant.
- Fermeture à clés.
- Système de maintien de la porte en position ouverte avec fermeture automatique pré réglée à 50°C. - 3 étagères de rétention réglables en hauteur.
- 1 bac de rétention amovible en partie basse

AVANTAGE:

- Séparation par familles de produits dangereux conformément aux prescriptions de l'INRS et au code de la santé publique (article R.5132-68).
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire indépendant.
- Compartiments pour produits corrosifs construits en PVC cellulaire ou en mélaminé (matériaux anticorrosion)

N.B. : Tous les compartiments, sauf inflammables, sont divisés en un compartiment principal et un ou deux autres secondaires (H 420 x L 110 x P 540 mm), ces derniers pouvant servir, par exemple, pour stocker des flacons vides.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration