

Chariot brancard civière amovible

Réf. SOC-GEU-812883



Construit en tube d'acier chromé. Partie supérieure amovible avec matelas recouvert en tissu plastifié ignifugé.

- Roues diamètre : 100 mm.
- Deux roues équipées de frein.
- Dimensions : 180 x 60 x 80 (cm).
- Barrière de sécurité.
- Accessoires : (sur demande)
- Porte sérum en acier inoxydable à deux crochets.
- Support pour bouteille d'oxygène.
- Plateaux pour couverture.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration