

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Chariot pour
médicaments,
Modèle YC51S

Chariot pour médicaments, Modèle YC51S

Réf. SOC-TIA-YC51S



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Chariot fabriqué à plus de 90% d'ABS, facile à déplacer.
- Surface de la table faite en ABS, facile à nettoyer et de dimensions: 746 mm x 526 mm.
- Possède deux panneaux de travail auxiliaires dissimulés sous la table du haut, augmentant ainsi l'espace de travail.
- Possède plusieurs tiroirs pouvant être utilisés pour conserver des médicaments ou autres, ceci en fonction des besoins.
- Équipé d'une porte à claire voie en rideau possédant une clé.
- Matière :
 - Structure principale et surface de travail : ABS.
- Dimensions globales : 840 mm x 595 mm x 1 143.5 mm.
- Dimensions d'expédition : 940 mm x 695 mm x 1 313.5 mm.
- Poids à l'expédition : 69 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration