

Mini-collecteur, 0,6 litre

Réf. SOC-BCP0.6L



Mini-collecteur 0,6 litre; 6 modèles de 0.6 à 10 litres.

- Gamme conforme à la norme NFX 30-500 et à l'ADR (sauf 0.6 l et 1 l qui ne sont pas concernés par l'ADR).
- Facile à utiliser, s'intègre aux espaces hospitaliers en apportant sécurité et design.
- Accès ambidextre pratique et sûr pour faciliter l'extraction des aiguilles.
- Système d'ouverture et de fermeture exclusif pour une utilisation facile avec la pression d'un simple doigt.
- Différents systèmes de fixation sont disponibles.
- Charge utile: 0,4 Kg.
- Dimensions (L x P x H): 75 x 75 x 122 mm.
- Conditionnement: 150 pièces.
- Condition minimum de vente: 10.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration