

Conteneurs carton, 50 L

Réf. SOC-CC50LFH



Conteneurs carton, capacité 50 L;

- Collecteurs rectangulaires en carton ondulé dans lequel un sac étanche est contre-collé;
- Sac composé d'un film polyéthylène 8/100;
- Mise en forme semi-automatique pour obtenir un fond bloquant.
- Poignets extérieurs;
- Sac : fermeture étanche par thermosoudage. Carton : fermeture par verrouillage des rabats;
- Incinérables : excellente condition d'incinération, résidu de l'ordre de 0,05%. Excellente combustion, aucun résidu chloré;
- Livrés à plat pour un stockage réduit;
- Fermeture provisoire et définitive;
- Carton: simple cannelure blanc;
- Dimensions (L x P x H): 263 x 263 x 756mm;
- Charge utile: 12,5 Kg
- Condition minimum de vente: Paquet de 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration