

Conteneurs SHARPSAFE, 0,45 litre

Réf. SOC-SHARP04LEX



Conteneurs SHARPSAFE, 0,45 Litre;

- En polypropylène rigide;
- Marque: modèles conformes à la norme NFX30-500 et validés par le LNE (NF302);
- Dimensions (Long x larg x haut): 103 x 50 x 169 mm;
- Conditionnement: carton de 100;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration