

Fauteuil de prélèvement sanguin, modèle BK – BC100

Réf. SOC-BC100



Le **fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC100** à contrôle électronique ou manuel est confectionné à base de fibre à haute résistance.

Il est recouvert d'une peinture de revêtement en Poly qui le rend plus durable et facile à nettoyer. Le matelas est fait à partir d'un moulage de cuir et d'une mousse de polyuréthane médical de haute qualité.

Le **fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC100** est facile à entretenir et à nettoyer, avec des propriétés anti-salissures et anti-statiques supérieures à celles des autres produits similaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Conçu à partir d'une idée orientée vers le bien-être des personnes, le **fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC 100** commercialisé par **SOCIMED** répond aux besoins de confort et sécurité du donneur de sang, allège sa pression psychologique et assure un processus aisé et agréable.

Caractéristiques techniques du fauteuil de prélèvement sanguin

Modèle BK - BC100

Modèle	BK – BC100
Taille de la section siège	1800 x 580
Hauteur de la section siège	500
Angle de rotation du support	20° ~ 70°
Angle d'inclinaison arrière et avant de la chaise	8° ~ 15°
Angle de rotation plaque jambière	20° ~ 75°
Angle de pivotement de l'accoudoir	0° ~ 30°
Distance de déplacement de l'accoudoir	100 mm
Taille de l'accoudoir	450 x 160 mm
Mouvement standard	Non
Vitesse de levage	Non
Alimentation	Non
Puissance de la lampe de lecture	Non
Accessoires standards	Commande manuelle, adaptateur de l'accoudoir, support multimédia, petite table.
Accessoires optionnels	Lampe de lecture flexible à LED ; bureau d'assistance mobile, couverture en velours souple.
Capacité de chargement	160Kg
Taille de l'emballage (Largeur*Profondeur*Hauteur)	1300 x 780 x 1250 mm
Poids brut	127 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration