

Lit d'hospitalisation enfant avec semi revêtement en résine d'époxy

Réf. SOC-B352



Caractéristiques principales :

- Plate forme de lit revêtue de résine d'époxy avec rail de protection en acier inoxydable.
- Relève buste : 0 ~ 45 °, actionné par manivelle.
- Rail de protection en acier inoxydable avec hauteur réglable.
- Meuble en kit ce qui facilite la manutention et le transport.
- Dimensions : 1650mm(L) x 825mm(L) x 630/1285mm(H).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration