

Lit de soins électrique cinq fonctions pour les soins intensifs

Réf. SOC-DA81



1. Le cadre du lit de soins électrique est fait d'acier revêtu de résine d'époxy, treillis métallique
2. Panneau de tête et de pied de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
3. Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels, chacun possédant des freins



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

4. Cinq fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants :

- (1) Dossier : $0-40\pm 5^\circ$
- (2) Repose genou : $0-35\pm 5^\circ$
- (3) Haut – bas : 440~710 mm
- (4) Trendelenburg $12\pm 2^\circ$
- (5) Reverse trendelenburg $12\pm 2^\circ$

5. Emplacement pour tige IV à chaque coin

6. Tension: 110V ~ 120V, 50Hz ~ 60Hz ou 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz

*Dimensions : 2140 mm (L) x 980 mm (l) x 440/710 mm (H)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration