

Pied à sérum 2 crochets en inox

Réf. : SOC-202058



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Description du pied à sérum 2 crochets en inox :

Ce **Pied à sérum 2 crochets en inox** ou **pied à perfusion** est une longue tige en inox 18/10 (304) ajustable, montée sur un pied à 5 roulettes, et munie de 2 crochets auxquels on peut suspendre des sacs dont le contenu sera transfusé à un patient.

Caractéristiques du Pied à sérum 2 crochets en inox:

- Pieds 5 branches polyamide ;
- Ensemble en inox 18/10 (304) ;
- 2 crochets sécurité ou U ;
- En version normal ou alourdi ;
- Fourreau Ø 30mm tige Ø 16mm ;
- Roulettes nylon - Ø 50mm ;
- Blocage sur douille inox.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration