

## Divan (Table) d'examen

Réf. SOC-GEU-812672



### Table d'examen médical et de diagnostique

La tête et le siège sont rembourrés de mousse de très haute densité (épaisseur de la mousse environ 6 cm) et ils sont recouverts de tissus plastifié lavable et ignifuge de classe M1.

Disponible en plusieurs couleurs



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques de la Table d'examen médical

- Tube carré chromé démontable
- Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué epoxy argent chromé, très grande stabilité.
- Sellerie plate confortable sur mousse épaisseur 6 cm.
- Revêtement de classe M1.
- Tête réglable en toutes positions par 2 crémaillères.
- Equipé d'un porte rouleau.
- Livré démonté.
- Dimension (L x l x h) : 1800 x 600 x 820 (mm).
- Poids maxi supporté : 130kg

**Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits).**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration