

ECRAN LCD DE TEST MODELE VC-900

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L ECRAN LCD DE TEST MODELE VC-900

- **Caractéristiques optiques**



Écran	LCD à haute résolution, 17-pouces panneau-XGA (à luminosité LCD : >160 cd/m2)
Distance	2 à 7 m. (distance optimale 5 m.) (paramètres réglables aux incréments de 0.1 m.)
Optotypes	E, C, lettres, chiffres
Tests	Schober, Worth, EDTRS à tableau croisé, à coïncidence, stéréo, à astigmatisme, à point de fixation, à ishihara, à cylindre croisé, panneau rouge-vert, balance rouge-vert, à contraste
Masque	simple, horizontal, vertical, rouge/vert, à changement d'arrière-plan
Unités visus	5-grade, décimal, Log MAR, SNELLEN(ft), Snellen (M)

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

ECRAN LCD DE TEST MODELE VC-900

SOCI
MED

CE



- Accessoires inclus

-télécommande (infrarouge, à batteries AAA)

-support de bureau

- Autres informations

Voltage	AC 100-240V / DC 12V
Fréquence	50/60Hz
Consommation d'énergie	20W
Poids	2 Kg

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com