

LAMPE A FENTE CLASSIQUE, MODELE G-400MC

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical

LAMPE A FENTE CLASSIQUE, MODELE G-400MC



Ce microscope professionnel à optiques convergentes, de type galiléen classique Haag-Streit est distribué par socimed. Il est équipé d'un grossissement optique à 3 paliers et à tambour rotatif ; d'une ouverture de 14 mm aidant à observer la cornée et l'iris entier, ainsi que tout autre objet, il offre une image bien définie, son interface est compatible avec laser et tonomètre à aplanation

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE CLASSIQUE, MODELE G-400MC

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



Caractéristiques techniques de la lampe à fente classique modèle G-400MC

- Microscope

Rapports de grossissement :	10x; 16x; 25x (à tambour rotatif)
Oculaire :	12.5x
Distance entre pupilles (PD) :	54 à 82 mm.
Réglages de dioptrie :	-7D a +7D

- Éclairage

Largeur de la fente :	0 à 14 mm. (forme circulaire), continu
Hauteur de la fente :	1 à 14 mm. (forme circulaire), continu
Diamètre d'ouverture :	Ø 14/10/5/3/1/0.2 mm.
Diamètre du champ de vision :	Ø 23/14/8.7 mm.
Angle de la fente :	0 à 180°
Filtres optiques intégrés :	absorption thermique; redfree (vert); bleu cobalt; gris
Inclinaisons de la fente :	5°; 10°; 15°; 20°
Ampoule d'éclairage :	halogène; 6V 30W

- Autres informations

Voltage :	110-220V
Fréquence :	50/60Hz
Consommation d'énergie :	58W
Dimensions :	740 x 650 x 450 mm
poids	25 Kg

SOCIMED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com