

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X1

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical



**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X1

SOCI
MED

CE



ISO
9001

La lampe à fente, modèle YZ5X1 commercialisée par SOCIMED réponds aux exigences ophtalmiques ceci grâce a ses performances fiables et a ses fonctions complètes



ISO
13485

FICHE DETAILLEE DE LA LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X1

➤ CARACTERISTIQUES :

- Le microscope stéréoscopique Galiléen fournit aux praticiens une image d'une qualité claire et nette inégalée, il évite également les images doubles.
- 5 étapes de grossissement du tambour.
- Accessoires en option : tube d'enseignement, camera CCD et tonomètre

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE A FENTE, MODELE YZ5X1

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

➤ SPECIFICATIONS :

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope Stéréoscope galiléen
GROSSISSEMENT DE L OBJECTIF	Cinq étapes de grossissements du tambour
OCULAIRE	12,5 X
GROSSISSEMENT (CHAMP DE VUE)	6 x (Ø33mm) 10x (Ø22,5 mm) 16x (Ø14mm) 25 ' (Ø8.8mm) 40 ' (Ø5.5mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	55 mm~75 mm
REGLAGE DIOPTRIQUE	-5D ~ 3 D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm~14mm réglable (fente est circulaire lorsque la largeur de la fente est 14mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm~ 14mm réglable
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglables
DIAMETRE D OUVERTURE	Ø14mm, Ø9mm, Ø5.5mm, Ø0.3mm
INCLINAISON DE LA FENTE	Aucune
FILTRE	Absorption de chaleur, Redfree, bleu cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	6V20W Ampoule halogène
TENSION D ENTREE	AC220V ± 22 V ; AC110V ± 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Conforme à la norme IEC601-1, classe I, type B
POIDS TOTAL	23 kg
VOLUME D EMBALLAGE	720mm»495mm»480mm
ACCESSOIRES EN OPTION	Tonomètre , Trièdre objectif , gonioscope , Funduscope , objectif asphérique, Enseignement Tube

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED

SOCIMED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com